



NO TEJIDOS

mm
MANACA
MEDICAL



REF. BA30

BATA DE VISITANTE DE 30 GRAMOS

Bata de polipropileno de 30 gramos de manga larga en medida de 115 x 150 cm con cierre en la parte trasera.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tejido no tejido 100% Polipropileno spunbond de 30 g/m².
- ✓ No tóxico, sin sabor y biodegradable.
- ✓ Libre de látex
- ✓ Hidrófoba.
- ✓ Cubre tronco, brazos y extremidades.
- ✓ Confortable, cómoda y transpirable.
- ✓ Sin bolsillos.
- ✓ Cierre en la parte trasera.
- ✓ Color verde.
- ✓ Talla única.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, mantener alejado de fuentes de ignición y llamas, así como agentes oxidantes fuertes, corrosivos y materiales combustibles.






NO TEJIDOS

mm
MANACA
MEDICAL

REF. BA30

BATA DE VISITANTE DE 30 GRAMOS

	MEDIDA		MEDIDA
A	115 cm	J	65 cm
B	90 cm	J1	64 cm
C	90 cm	K	16 cm
D	90 cm	L	6 cm
E	23 cm	M	49 cm
F	24 cm	N	95 cm
G	9 cm	O	38 cm
H	25 cm	S	4 cm
I	26 cm		



PRESENTACIÓN

Caja de transporte de 100 unidades. Bolsas interiores de 5 unidades

Dimensiones de la caja de transporte: 60 x 28 x 32 cm

CONFORMIDAD

Producto de Clase I no estéril. Conforme a la legislación europea MDR 2017/245. ISO 13485. DIN EN ISO 13485:2016



LIBRE DE LÁTEX



100%
POLIPROPILENO