



QUIRÚRGICOS



REF. F360275350

EVACUADOR DE ELLIK (VESICAL)

El evacuador vesical o de Ellik se ha creado para evacuar de la vejiga soluciones de irrigación que contengan piezas quirúrgicas, cálculos o coágulos sanguíneos. Válido para resectoscopios ACMI, STORZ, OLYMPUS o WOLF.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Esterilización:**
 - Proceso: Óxido de Etileno (EO)
 - Conservación: 3 años desde fecha de esterilización
- ✓ **Almacenamiento:**
 - El producto debe estar almacenado en un lugar seco con buena ventilación






REF. F360275350

EVACUADOR DE ELLIK (VESICAL)

	COMPONENTE	MATERIA PRIMA
1	Conector	ABS
2	Tubo de silicona	Silicona
3	Tapa	ABS
4	Botella	EVA



PRESENTACIÓN

Bolsa individual estéril.

Caja de transporte de 28 unidades con 4 cajas interiores de 7 unidades cada una.

CONFORMIDAD

Producto acorde con los estándares europeos del Reglamento (UE) 2017/745, marcado CE, ISO 13845. Clase II A estéril. Libre de látex y libre de ftalatos.



LIBRE DE LÁTEX



LIBRE DE FTALATOS

STERILE EO

ESTÉRIL