



REF. PAR 001

## SET DE PARACENTÉSIS

Kit de recogida de fluidos con bolsa de 10 litros, tubo de conexión con llave de tres vías, jeringa de 50 cm<sup>3</sup> y aguja de punción con vaina externa flexible con dispositivo de seguridad pasivo.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Agarre ergonómico perfectamente adaptado, su diseño facilita la sujeción en la cama del paciente.
- ✓ Llave de tres vías para un sencillo y correcto manejo del proceso.
- ✓ Clump incluido para cortar el flujo de líquido.
- ✓ Cánula IV con dispositivo de seguridad. Aguja de punción con sistema de seguridad pasivo de la firma japonesa NIPRO. Material poliuretano (PUR), flexible y libre de látex. Biocompatible y termosensible que se suaviza a temperatura corporal.  
Medidas: 16 G x 2" en 1.70 x 50 mm. Punta tribiselada, cuerpo de la cánula transparente para visualización del retorno.





## QUIRÚRGICOS

mm  
MANACA  
MEDICAL

REF. PAR 001

### SET DE PARACENTÉSIS

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Jeringa para extracción del líquido y muestra.
- ✓ Bolsa de gran calidad con 10 litros de capacidad.
- ✓ Válvula de vaciado vertical, sistema diseñado para que la evacuación del líquido sea sencilla y eficaz.
- ✓ Brida de sujeción adicional para el aseguramiento de la bolsa.
- ✓ Uso único.



#### PRESENTACIÓN

Caja de 45 unidades. Bolsa individual estéril. 3 cajas interiores con 15 unidades.

#### CONFORMIDAD

Producto acorde con los estándares europeos del Reglamento (UE) 2017/745, marcado CE. Libre de látex y libre de ftalatos.



UN SOLO USO



LIBRE DE LÁTEX



LIBRE DE FTALATOS



MARCADO CE

STERILE EO

ESTÉRIL