



REF. C8400(XS), C8401(S), C8302 (M), C8303 (L), C8304 (XL), C8305 (XXL)

RETRACTORES DE HERIDAS

Dispositivo que permite al cirujano acceder a la cavidad abdominal a través de una herida retraída atraumáticamente, proporcionando máxima exposición con tamaño mínimo de incisión. El retractor de heridas Manaca Medical está indicado para cirugía endoscópica y cirugía abierta, especialmente para la cirugía laparoscópica, durante la extracción de piezas en ausencia de neumoperitoneo. Proporciona una clara exposición, protege las heridas de contaminación y reduce las complicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ El retractor de heridas desechable Manaca Medical está compuesto por un anillo exterior, un anillo interior y un canal.
- ✓ Cada parte puede deformarse longitudinal y radialmente aplicando ligera fuerza, al cesar la fuerza se produce la recuperación elástica.
- ✓ Proporciona una máxima exposición para un campo operatorio limpio, el canal aísla el lugar de la incisión de las vísceras abdominales para reducir complicaciones.
- ✓ Los cirujanos deben utilizar los diferentes retractores de heridas, en función del lugar y tamaño de la incisión.





QUIRÚRGICOS

REF. C8400(XS), C8401(S), C8302 (M), C8303 (L), C8304 (XL), C8305 (XXL)

RETRACTORES DE HERIDAS

REF.	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA INCISIÓN	RETRACCIÓN DE HERIDAS	RETRACCIÓN DE CAVIDAD TORÁCICA	MANTENIMIENTO DEL NEUMOPERITONEO	PUERTO DE ENTRADA DE TRÓCARES
C8400	XS	Extra Small	2 a 4 cm	✓	✓	✓	✓
C8401	S	Small	2.5 a 6 cm	✓	✓	✓	✓
C8302	M	Medium	5 a 9 cm	✓	✓	✓	✓
C8303	L	Large	9 a 14 cm	✓			
C8304	XL	Extra Large	11 a 17 cm	✓			
C8305	XXL	Double Extra Large	17 a 25 cm	✓			

PRESENTACIÓN

Caja individual y blíster individual estéril.

CONFORMIDAD

Producto acorde con los estándares europeos del Reglamento (UE) 2017/745, marcado CE, ISO 13845. Clase II A estéril. Libre de látex y libre de ftalatos.



UN SOLO USO



LIBRE DE LÁTEX



LIBRE DE FTALATOS



MARCADO CE



ESTÉRIL