



SUELO

mm  
MANACA  
MEDICAL



**GEKO**  
Antiskid Roll

## GEKO ANTISKID ROLL

Tapete antideslizante que recoge sangre, fluidos de irrigación, orina, agua y otro tipo de líquidos presentes en cirugías. En formato de rollo para cortar a medida.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compuesto de 2 capas: Una primera capa de tejido no tejido de airlaid absorbente blanco y una segunda capa de polietileno azul anti deslizante con una película de PE mate.
- ✓ Con 4 adhesivos de doble cara que no dejan residuo y se retiran fácilmente.
- ✓ No desliza ni en húmedo ni en seco.
- ✓ Absorbente de 2 l/m<sup>3</sup> a 4 l/m<sup>3</sup>.
- ✓ Previene caídas en el entorno quirúrgico.
- ✓ Reduce tiempos y recursos de limpieza.
- ✓ De fácil y rápida colocación.
- ✓ Disposición final sencilla y económica.
- ✓ Producto desechable, de un solo uso.





SUELO

mm  
MANACA  
MEDICAL

## GEKO ANTISKID ROLL

### USO E INDICACIONES DE USO

- Alfombras desechables, de un solo uso.
- Quirófano. Lavamanos quirúrgicos y centrales de esterilización.
- Paño absorbente para recolectar fluidos, el polietileno azul antideslizante mate en contacto con el suelo, el airlai blanco absorbente hacia arriba.
- Tras la colocación se puede caminar encima o que pasen carritos, el producto puede ser cortado.
- El tapete no retiene el líquido, este necesita ser doblado antes de levantarse para limitar las fugas de fluido al desecharse.

### PRESENTACIÓN

Dos modelos:

- Rollo de 80 cm x 30 metros
- Rollo de 80 cm x 50 metros

### CONFORMIDAD

Producto sanitario Clase I no estéril. Según Reglamento (UE) 2017/745 . Libre de látex.



UN SOLO USO



LIBRE DE LÁTEX



NO ESTÉRIL