



SUELO

mm
MANACA
MEDICAL

REF. MA7237

TØRKET SUPERABS

Producto absorbente de un solo uso para entornos quirúrgicos, absorbe todo tipo de líquidos.



TØRKET
SuperAbs

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Consiste en 2 capas, primera capa de tejido no tejido de polipropileno hidrofílico blanco y segunda capa de SAP, polímeros súper absorbentes y pulpa esponjosa.
- ✓ Absorbe por ambos lados y retiene hasta 9 L de agua y hasta 3.5 L de solución salina 0.9%.
- ✓ Se puede colocar en suelos ya mojados. Incluso lleno, mantiene la superficie seca y no gotea.
- ✓ No se agrieta ni se fragmenta y tiene resistencia al rasgado, tanto mojado como seco. No desprende pelusa.
- ✓ Es apilable. Se coloca rápida y fácilmente.
- ✓ No es adecuada para pisar.
- ✓ Reduce tiempos y recursos de limpieza.
- ✓ Producto desechable, de un solo uso





SUELO

mm
MANACA
MEDICAL

REF. MA7237

TØRKET SUPERABS

| REF. | MEDIDA | ABSORCIÓN AGUA | ABSORCIÓN SOLUCIÓN SALINA 0.9% | PESO UNIDAD |
|--------|----------|----------------|--------------------------------|-------------|
| MA7237 | 72X37 cm | 9 litros | 3.50 litros | 120 gramos |

PRESENTACIÓN

Caja de transporte de 100 unidades. 4 bolsas de 25 unidades.

| REF. | MEDIDA CAJA | UNIDADES/CAJA | PESO CAJA |
|--------|-------------|---------------|-----------|
| MA7237 | 74x39X23 cm | 100 | 12,5 kg |

CONFORMIDAD

Producto sanitario Clase I no estéril. Según Reglamento (UE) 2017/745 . Libre de látex.

USO E INDICACIONES DE USO

- Paño desechables, para uso único en quirófanos, salas de examen (artroscopias, ginecología, urología), salas de emergencia y ambulancias, bolsas de cadáveres.
- Absorbe y retiene grandes cantidades de líquidos, absorbe por ambos lados y se puede colocar en suelos ya mojados.
- Es apilable. Incluso lleno, mantiene la superficie seca y no gotea.



UN SOLO USO



LIBRE DE LÁTEX



NO ESTÉRIL